

РАСПОРКА ДЕТСКАЯ (ПО ТИПУ ПЕРИНКИ ФРЕЙКА)

Артикул: **ПИО-08** Размеры: 1,2,3,4,5.

Цвет: Белый с розовым.

Описание: Применяется при врожденном вывихе бедра и дисплазии тазобедренных суставов. Обеспечивает полную фиксацию тазобедренных суставов в положении отведения. Используется начиная с рождения ребенка.

Показания: Дисплазия тазобедренного сустава. Врожденный вывих бедра до 1 года.

ОРТЕЗ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ ФИКСАЦИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ORLETT

Артикул: **HFO-333** Размеры: S, M, L, XL.

Цвет: Белый.

Описание: Степень фиксации полная с регулируемым объемом движения. Возможность регулировать угол сгибания шарнира позволяет использовать ортез на всех этапах лечения и реабилитации, постепенно расширяя объем движения в суставе.

Показания: Послеоперационная стабилизация после первичного тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. Стабилизация сустава после ревизионного хирургического вмешательства. Имобилизация после резекции головки бедренной кости. Реабилитация после коррекционной остеотомии. Переломы шейки бедренной кости.

БАНДАЖ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МЫШЦ БЕДРА ОРРО

Артикул: **1040** Размеры: S, M, L, XL.

Цвет: Бежевый.

Описание: Предназначен для фиксации и дозированной компрессии бедра, оказывает тепловое и микромассажное действие. Используется при ушибах, межмышечных гематомах, после операций на бедре, в качестве профилактики при занятиях спортом. Специальный материал способствует согреванию мягких тканей, одновременно с этим при помощи системы микроотверстий отводя избыточное тепло.

Применение: Одевается на тело или хлопчатобумажный чулок.

Подбор размеров ПИО-08.

| Размер | Расстояние между коленными суставами при отведении бедер |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 1 | До 17 |
| 2 | 17-19 |
| 3 | 19-22 |
| 4 | 22-26 |
| 5 | Более 26 |

Подбор размеров HFO-333.

| Размер | Окружность талии | Окружность бедра |
|--------|------------------|------------------|
| S | 66-81 | 43-53 |
| M | 81-96 | 50-61 |
| L | 96-112 | 55-69 |
| XL | 112-127 | 55-69 |

Подбор размеров 1040.

| Размер | Окружность середины бедра |
|--------|---------------------------|
| S | 45-51 |
| M | 51-57 |
| L | 57-62 |
| XL | 62-69 |



ПИО-08



HFO-333



1040

ТУТОР НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ ORLETT

Артикул: **KS-601** Размеры: S, M, L, XL.

Цвет: Черный.

Описание: Предназначен для полного ограничения движений в коленном суставе после травм и операций в области бедра, колена и голени. Эффективен для профилактики осложнений при реабилитации после травм и операций на бедре, голени и коленном суставе. Сокращает период ношения гипсовой повязки и обеспечивает более раннее начало реабилитации.

Противопоказания: Фиксированные контрактуры коленного сустава.

ОРТЕЗ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ ФИКСАЦИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА ORLETT

Артикул: **HKS-303** Размер: Универсальный.

Цвет: Черный.

Описание: Предназначен для обеспечения переменной (от полной до средней) фиксации коленного сустава в период реабилитации после травм и операций. Позволяет поэтапно расширять объем движений в суставе (по 15 градусов) для раннего восстановления двигательной активности. Эффективен для восстановления функций сустава после травм и заболеваний коленного сустава. Применяют для профилактики осложнений при реабилитации после операций на коленном суставе.

Применение: Крепление ортеза на ноге производится с помощью системы из четырех лент с застежками «Велкро», позволяющими регулировать степень прилегания ортеза к коже и его давление на мышцы.

ОРТЕЗ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ С РЕГУЛЯТОРОМ УГЛА СГИБАНИЯ ORLETT

Артикул: **PO-303** Размер: S, M, L.

Цвет: Черный.

Описание: Фиксация после эндопротезирования и менискэктомии, разрывы одной или обеих крестообразных связок, выраженная нестабильность и рекурвация коленного сустава, вальгусная и варусная деформация коленного сустава, травмы коленного сустава, лечение контрактур коленного сустава, предотвращение переразгибания в суставе с помощью регулируемого динамического шарнира.

Подбор размеров **KS-601**.

| Размер | Окружность середины бедра в положении стоя | Длина изделия |
|--------|--------------------------------------------|---------------|
| S | 37-43 | 42 |
| M | 43-50 | 50 |
| L | 50-56 | 58 |
| XL | Более 56 | 63 |

Подбор размеров **PO-303**.

| Размер | Окружность бедра на 17см выше надколенника |
|--------|--------------------------------------------|
| S | 43-48 |
| M | 48-53 |
| L | 53-58 |



KS-601




HKS-303




PO-303

16

(495) 746-56-55 ООО «МЕДИЦИНА+»
WWW.MEDICINA-PLUS.RU





ОРТЕЗ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ С ПОЛИЦЕНТРИЧЕСКИМИ ШАРНИРАМИ ORLETT

Артикул: **RKN-367** Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.

Цвет: Черный.

Описание: Предназначен для сильной фиксации коленного сустава при лечении травм и хронических воспалительных заболеваний сустава. Способствует уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких тканей, прилегающих к суставу.

Показания: Боли в суставах при травмах и заболеваниях. Хронические, в том числе ревматические, артрозы и артриты. Разрывы боковых и крестообразных связок. Легкая нестабильность сустава. Реабилитация после оперативных вмешательств на менисках, в том числе эндоскопических. Профилактика травм у спортсменов.

ОРТЕЗ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ С ДВУХОСНЫМИ РЕГУЛИРУЕМЫМИ ШАРНИРАМИ

Артикул: **RKN-381** Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.

Цвет: Черный.

Описание: Полицентрические шарниры с возможностью выставить углы сгибания и разгибания в суставе или задавать необходимый объем движений в заданном диапазоне оптимально обеспечивают нормальную биомеханику коленного сустава. Предназначен для сильной фиксации коленного сустава при лечении травм и хронических воспалительных заболеваний сустава.

Показания: Боли в суставах при травмах и заболеваниях. Хронические, в том числе ревматические, артрозы и артриты. Разрывы боковых и крестообразных связок. Нестабильность сустава. Реабилитация после оперативных вмешательств, в том числе эндоскопических, с постепенным расширением объема движений. Консервативное лечение контрактур сустава. Реабилитация после спортивных травм. Профилактика повторных травм у спортсменов.

ОРТЕЗ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ ШАРНИРНЫЙ ORLETT

Артикул: **RKN-202** Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.

Цвет: Черный.

Описание: Ортез для сильной фиксации коленного сустава с полицентрическими шарнирами. Предназначен для сильной фиксации коленного сустава. Используют для согревания области сустава. Обеспечивает дополнительную защиту и фиксацию коленной чашечки, предотвращает осложнения после травм и операций. Защищает сустав при занятиях экстремальными видами спорта.

Подбор размеров RKN-367, RKN-381.

| Размер | Окружность бедра на 15см выше надколенника |
|--------|--------------------------------------------|
| XS | 30-32 |
| S | 32-35 |
| M | 35-38 |
| L | 38-41 |
| XL | 41-44 |
| XXL | 44-48 |

Подбор размеров RKN-202.

| Размер | Окружность середины колена |
|--------|----------------------------|
| XS | До 30 |
| S | 30-35 |
| M | 35-40 |
| L | 40-45 |
| XL | 45-50 |
| XXL | Более 50 |



RKN-367



RKN-381



RKN-202

ОРТЕЗ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ ШАРНИРНЫЙ РАЗЪЕМНЫЙ ORLETT

Артикул: **RKN-203** Размеры: S, M, L, XL, XXL.

Цвет: Черный.

Описание: Предназначен для сильной фиксации коленного сустава. Используют для согревания области сустава, обеспечивает дополнительную защиту и фиксацию коленной чашечки, предотвращает осложнения после травм и операций, защищает сустав при занятиях экстремальными видами спорта. Разъемная конструкция облегчает одевание ортеза при выраженном отеке и позволяет плотно фиксировать ортез при большой разнице диаметров бедра и голени.

Применение: Используют для надежной защиты сустава после серьезных травм и операций. Применяют при артрозах коленного сустава. Позволяет сократить срок ношения гипсовых повязок.



RKN-203

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ С ФИКСАЦИЕЙ НАДКОЛЕННИКА ORLETT

Артикул: **EKN-212** Размеры: S, M, L, XL, XXL.

Цвет: Бежевый.

Описание: Бандаж для средней фиксации коленного сустава с фиксирующей силиконовой подушкой и металлическими спиральными ребрами жесткости. Предназначен для средней фиксации коленного сустава. Обеспечивает защиту коленной чашечки. Обладает выраженным компрессионным эффектом. Ограничивает подвижность элементов сустава за счет ребер жесткости. Фиксирует коленную чашечку овальной силиконовой вставкой-прокладкой. Применяется для профилактики травм при занятиях спортом и работах, связанных с повышенной нагрузкой на коленный сустав.



EKN-212

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ С ОТВЕРСТИЕМ ORLETT

Артикул: **RKN-103** Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.

Цвет: Бежевый.

Описание: Предназначен для средней фиксации коленного сустава. Применяют для профилактики спортивных и производственных травм.


Применение: Бандаж надевают непосредственно на тело для ограничения подвижности сустава и коленной чашечки после травм, операций, снятия гипсовых повязок. Применяют при артритах и бурситах коленного сустава.


Подбор размеров **RKN-203, EKN-212, RKN-103.**

| Размер | Окружность середины колена |
|--------|----------------------------|
| XS | До 30 |
| S | 30-35 |
| M | 35-40 |
| L | 40-45 |
| XL | 45-50 |
| XXL | Более 50 |



RKN-103





БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ С ОТВЕРСТИЕМ УСИЛЕННЫЙ ORLETT

Артикул: **RKN-103(M)** Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.

Цвет: Бежевый.

Описание: Предназначен для средней фиксации коленного сустава. Применяют для профилактики спортивных и производственных травм. Усилен четырьмя металлическими спиральными ребрами жесткости.

Применение: Бандаж надевают непосредственно на тело для ограничения подвижности сустава и коленной чашечки после травм, операций, снятия гипсовых повязок. Применяют при артритах и бурситах коленного сустава.



RKN-103(M)

ЭЛАСТИЧНЫЙ БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ ORLETT BIOCERAMIC

Артикул: **SKN-103** Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.

Цвет: Серый.

Описание: Предназначен для легкой фиксации коленного сустава при лечении травм и хронических воспалительных заболеваний сустава. Обеспечивает компрессионный и массажный эффекты, способствует уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких тканей, прилегающих к суставу. Используют для профилактики травм сустава при занятиях спортом и выполнении работ, связанных с нагрузкой на коленный сустав. Обеспечивает выраженную фиксацию сустава, сохраняют тепло, усиливают кровоток в паратрикулярных тканях, усиливают эффект местных лекарственных средств.



SKN-103

УСИЛЕННЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ ORLETT BIOCERAMIC

Артикул: **SKN-103(M)** Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.

Цвет: Серый.

Описание: Предназначен для легкой фиксации коленного сустава при лечении травм и хронических воспалительных заболеваний сустава. Обеспечивает компрессионный и массажный эффекты, способствует уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких тканей, прилегающих к суставу. Используют для профилактики травм сустава при занятиях спортом и выполнении работ, связанных с нагрузкой на коленный сустав. Обеспечивает выраженную фиксацию сустава, сохраняют тепло, усиливают кровоток в паратрикулярных тканях, усиливают эффект местных лекарственных средств. Дополнительно усилен четырьмя металлическими спиральными ребрами жесткости.



SKN-103(M)

Подбор размеров **RKN-103(M)**, **SKN-103**, **SKN-103(M)**.

| Размер | Окружность середины колена |
|--------|----------------------------|
| XS | До 30 |
| S | 30-35 |
| M | 35-40 |
| L | 40-45 |
| XL | 45-50 |
| XXL | Более 50 |



ЭЛАСТИЧНЫЙ БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ ORLETT COOLMAX

Артикул: **MKN-103** Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.

Цвет: Бежевый.

Описание: Предназначен для легкой фиксации коленного сустава при лечении травм и хронических воспалительных заболеваний сустава. Обеспечивает компрессионный и массажный эффекты, способствует уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких тканей, прилегающих к суставу. Используют для профилактики травм сустава при занятиях спортом и выполнении работ, связанных с нагрузкой на коленный сустав.



MKN-103



MKN-103(M)



RKN-365

УСИЛЕННЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ ORLETT COOLMAX

Артикул: **MKN-103(M)** Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.

Цвет: Бежевый.

Описание: Предназначен для легкой фиксации коленного сустава при лечении травм и хронических воспалительных заболеваний сустава. Обеспечивает компрессионный и массажный эффекты, способствует уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких тканей, прилегающих к суставу. Используют для профилактики травм сустава при занятиях спортом и выполнении работ, связанных с нагрузкой на коленный сустав. Дополнительно усилен четырьмя металлическими спиральными ребрами жесткости.

ОРТЕЗ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ ORLETT

Артикул: **RKN-365** Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.

Цвет: Черный.

Описание: Предназначен для сильной фиксации коленного сустава при лечении травм и хронических воспалительных заболеваний сустава. Способствует уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких тканей, прилегающих к суставу. Используют для профилактики травм сустава при занятиях спортом и выполнении работ, связанных с нагрузкой на коленный сустав. Оптimalен для применения в холодную и сырую погоду.


Показания: Боли в суставах при легких травмах. Хронические, в том числе ревматические, артрозы и артриты. Деформации сустава при артрозах и после травм. Легкая нестабильность сустава. Профилактика осложнений в позднем реабилитационном периоде после эндоскопических операций на менисках. Профилактика травм у спортсменов и при занятиях экстремальными видами спорта.


Подбор размеров **MKN-103, MKN-103(M).**

| Размер | Окружность середины колена |
|--------|----------------------------|
| XS | До 30 |
| S | 30-35 |
| M | 35-40 |
| L | 40-45 |
| XL | 45-50 |
| XXL | Более 50 |

Подбор размеров **RKN-365.**

| Размер | Окружность бедра на 15см выше надколенника |
|--------|--------------------------------------------|
| XS | 30-32 |
| S | 32-35 |
| M | 35-38 |
| L | 38-41 |
| XL | 41-44 |
| XXL | 44-48 |





ОРТЕЗ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ С МАССАЖНОЙ ПОДУШКОЙ ORLETT

GenuFlex SILVER LINE

Артикул: **DKN-203** Размеры: S, M, L, XL, XXL.

Цвет: Серебристо-серый с белыми вставками.

Описание: Кольцевидная гелевая подушечка надежно фиксирует коленную чашечку, обеспечивает оптимальное прилегание ортеза к суставу, поддержку и постоянную защиту коленной чашечки и обеспечивает интенсивную стимуляцию рецепторов «суставного» чувства.

Показания: Боли в суставах при движении. Синовиты и параартикулярные отеки. Хронические, в том числе ревматические, артрозы, артриты и бурситы. Пателлофemorальные болевые синдромы. Хондромалиция надколенника. Вывихи надколенника. Ушибы и растяжения связок коленного сустава. Профилактика травм при занятиях спортом и работах, связанных с повышенной нагрузкой на коленный сустав.

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ ДЛЯ ФИКСАЦИИ НАДКОЛЕННИКА ORLETT

Артикул: **PKN-103** Размер: Универсальный.

Цвет: Черный.

Описание: Эффективен при болезни Осгульд-Шляттера. Используют для профилактики травм сустава при занятиях спортом и выполнении работ, связанных с нагрузкой на коленный сустав. Применяют при привычном вывихе надколенника.

Применение: Бандаж надевают на верхнюю треть голени, гелевую подушку располагают над областью бугристости большеберцовой кости, дополнительной затяжкой регулируют степень компрессии мягких тканей коленного сустава.

БАНДАЖ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МЫШЦ ГОЛЕНИ ОРРО

Артикул: **1010** Размеры: S, M, L, XL.

Цвет: Бежевый.

Описание: Предназначен для фиксации и дозированной компрессии голени. Оказывает тепловое и микромассажное действие. Используется при ушибах, межмышечных гематомах, после операций на голени, в качестве профилактики при занятиях спортом. Специальный материал способствует согреванию мягких тканей, одновременно с этим при помощи системы микроотверстий отводит избыточное тепло.

Применение: Бандаж надевают на тело или хлопчатобумажный чулок.

Подбор размеров **DKN-203**.

| Размер | Окружность середины колена |
|--------|----------------------------|
| S | 30-34 |
| M | 34-38 |
| L | 38-42 |
| XL | 42-48 |
| XXL | Более 48 |



Подбор размеров **ОРРО 1010**.

| Размер | Окружность середины голени |
|--------|----------------------------|
| S | 33-36 |
| M | 36-40 |
| L | 40-43 |
| XL | 43-46 |



DKN-203



PKN-103



1010