



БАНДАЖ НА ГРУДНУЮ КЛЕТКУ ORLETT МУЖСКОЙ

Артикул: **AB-206(M)**. Размеры: S, M, L, XL, XXL.

Цвет: Бежевый.

Описание: Предназначен для надежной фиксации после операций на органах грудной клетки. Эффективен при миалгиях и миозитах, после травм грудной клетки, при межреберных невралгиях.

Применение: Бандаж надевают в состоянии неполного выдоха, не утягивая.

Противопоказания: Окончатый перелом ребер.

БАНДАЖ НА ГРУДНУЮ КЛЕТКУ ORLETT ЖЕНСКИЙ

Артикул: **AB-206(W)**. Размеры: S, M, L, XL, XXL.

Цвет: Бежевый.

Описание: Предназначен для надежной фиксации после операций на органах грудной клетки. Эффективен при миалгиях и миозитах, после травм грудной клетки, при межреберных невралгиях.

Применение: Бандаж надевают в состоянии неполного выдоха, не утягивая.

Противопоказания: Окончатый перелом ребер.

БАНДАЖ ХИРУРГИЧЕСКИЙ АБДОМИНАЛЬНЫЙ ORLETT

Артикул: **AB-309**. Размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL.

Цвет: Бежевый.

Описание: Предназначен для надежной поддержки передней брюшной стенки после операций на органах брюшной полости, включая кесарево сечение. Эффективен при грыжах белой линии живота. Необходим для профилактики грыж после операции и для профилактики опущения внутренних органов. Высота бандажа 23см.

Применение: Бандаж надевают в положении лежа перед подъемом с постели, предварительно вправив грыжевое выпячивание.

Противопоказания: Невправимые грыжи передней брюшной стенки.

БАНДАЖ ХИРУРГИЧЕСКИЙ АБДОМИНАЛЬНЫЙ ORLETT

Артикул: **AB-412**. Размеры: M, L, XL, XXL, XXXL.

Цвет: Бежевый.

Описание: Предназначен для надежной поддержки передней брюшной стенки после операций на органах брюшной полости, включая кесарево сечение. Эффективен при грыжах белой линии живота. Необходим для профилактики грыж после операции и для профилактики опущения внутренних органов. AB-412 захватывает большую, чем бандаж AB-309, поверхность передней брюшной стенки. Высота бандажа 30,5см.

Применение: Бандаж надевают в положении лежа перед подъемом с постели, предварительно вправив грыжевое выпячивание.

Противопоказания: Невправимые грыжи передней брюшной стенки.

Подбор размеров AB-206 (M), AB-206 (W).

Размер	Обхват грудной клетки
S	70-85
M	85-97
L	97-105
XL	105-115
XXL	Более 115



Подбор размеров AB-309, AB-412.

Размер	Окружность талии
S	До 85
M	85-95
L	95-105
XL	105-120
XXL	120-135
XXXL	Более 135



AB-206(M)



AB-206(W)



AB-309

