

### КОРРЕКТОР ОСАНКИ ORLETT С ДВУМЯ РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ

**Артикул:** **TLSO-250(A).** **Размеры:** S, S1, M, M1, L, L1, XL, XL1.

**Цвет:** Черный, Бежевый.

**Описание:** Предназначен для лечения нарушений осанки (сутулость) и искривлений грудного отдела позвоночника (кифоз, сколиоз I - II степени). Используют для реабилитации после травм грудного отдела позвоночника. Эффективен в сочетании с массажем, мануальной терапией и лечебной гимнастикой. Применяют для профилактики сутулости при сидячей работе.

**Применение:** Базовый курс лечения 6 месяцев ежедневного ношения корректора до шести часов в сутки с постепенным усилением натяжения лямок. Во время лечебных процедур и на ночь корректор следует снимать.

### КОРРЕКТОР ОСАНКИ ORLETT ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ УСИЛЕННЫЙ

**Артикул:** **TLSO-251(F).** **Размеры:** S, S1, M, M1, L, L1, XL, XL1.

**Цвет:** Черный, Бежевый.

**Описание:** Используют для реабилитации после травм грудного и поясничного отделов позвоночника. Для лечения нарушений осанки (сутулость) и искривлений грудного отдела позвоночника (кифоз, сколиоз I - II степени). Эффективен в сочетании с массажем, мануальной терапией и лечебной гимнастикой. Применяют для профилактики сутулости при сидячей работе. Для регулирования воздействия на поясничный отдел позвоночника имеет дополнительные ленты натяжения.

**Применение:** Базовый курс лечения 6 месяцев ежедневного ношения корректора до шести часов в сутки с постепенным усилением натяжения лямок. Во время лечебных процедур и на ночь корректор следует снимать.

### КОРРЕКТОР ОСАНКИ ORLETT ДЕТСКИЙ С ДВУМЯ РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ

**Артикул:** **TLSO-250(P).** **Размеры:** S, M, L.

**Цвет:** Черный, Бежевый.

**Описание:** Предназначен для лечения нарушений осанки (сутулость) и искривлений грудного отдела позвоночника (кифоз, сколиоз I - II степени). Используют для реабилитации после травм грудного отдела позвоночника. Эффективен в сочетании с массажем, мануальной терапией и лечебной гимнастикой. Применяют для профилактики сутулости при сидячей работе.

**Применение:** Базовый курс лечения 6 месяцев ежедневного ношения корректора до шести часов в сутки с постепенным усилением натяжения лямок. Во время лечебных процедур и на ночь корректор следует снимать.

#### Подбор размеров TLSO-250(A), TLSO-251(F)

Размер	Рост	Окружность, измеренная между талией и бедрами
S	150-160	60-75
S1	160-170	60-75
M	160-170	70-85
M1	170-180	70-85
L	170-180	80-95
L1	180-190	80-95
XL	180-190	90-110
XL 1	190-200	90-110

#### Подбор размеров TLSO-250(P)

Размер	Рост	Окружность, измеренная между
S	100-120	45-52
M	120-140	52-58
L	140-160	58-65




TLSO-250(A)




TLSO-251(F)



TLSO-250(P)





### КОРРЕКТОР ОСАНКИ ОРРО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ УСИЛЕННЫЙ

Артикул: **2166**. Размеры: S, M, L, XL, XXL.

Цвет: Бежевый.

**Описание:** Используют для реабилитации после травм грудного отдела позвоночника, для лечения нарушений осанки (сутулость) и искривлений грудного отдела позвоночника (кифоз, сколиоз I - II степени). Эффективен в сочетании с массажем, мануальной терапией и лечебной гимнастикой применяют для профилактики сутулости при сидячей работе. Усилен 2-мя металлическими ребрами жесткости, для стабилизации грудного отдела позвоночника, 2-мя ребрами в поясничном отделе, дополнительными затяжками для надежной фиксации. Обеспечивает более жесткую фиксацию по сравнению с TLSO-251 (F). Оптimalен для фиксации при травмах грудного и верхнепоясничного отделов позвоночника.




2166

### КОРРЕКТОР ОСАНКИ-РЕКЛИНАТОР МЯГКИЙ ОРРО

Артикул: **2175**. Размеры: S, M, L, XL, XXL.

Цвет: Бежевый.

**Описание:** Фиксирует плечевой пояс при начальных формах нарушения осанки и легких нефиксированных деформациях в верхнегрудном отделе позвоночника, при слабой мускулатуре грудной клетки. Рекомендуют для работы в офисе, дома или в школе при долгом нахождении в сидячем положении или в состояниях, когда нет опоры под спину. Эффективно формирует стереотип правильной осанки («дисциплинирующее» действие реклинатора).




2175

### РЕКЛИНАТОР ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ORLETT

Артикул: **CS-150**. Размеры: S, M, L, XL.

Цвет: Белый.

**Описание:** Надежно фиксирует плечевой пояс для лечения и реабилитации после травм и операций на верхнегрудном отделе позвоночника, на ключице и при разрыве акромиально-ключичного сочленения. Назначают при начальных формах нарушения осанки и легких нефиксированных деформациях в верхнегрудном отделе позвоночника, при слабой мускулатуре грудной клетки. Оптимально разводит пояс верхних конечностей, разгружает тела позвонков верхнегрудного отдела с сохранением и восстановлением нормального тонуса мышц.



CS-150

#### Подбор размеров OPPO 2175

Размер	Обхват грудной клетки
S	64-76
M	77-89
L	90-104
XL	105-117
XXL	118-130

#### Подбор размеров OPPO 2166

Размер	Обхват грудной клетки
S	58-71
M	72-83
L	84-96
XL	97-109
XXL	110-122

#### Подбор размеров CS-150

Размер	Обхват грудной клетки
S	До 84
M	84-92
L	92-100
XL	Более 100



## КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ГРУДОПОЯСНИЧНЫЙ ЖЕСТКИЙ ORLETT

Артикул: **LSO-991**. Размеры: S, M, L, XL.

Цвет: Серый.

**Описание:** Предназначен для полной фиксации груднопоясничного отдела позвоночника (от третьего грудного до третьего крестцового позвонков). Применяют для реабилитации после травм (операций) грудного и поясничного отдела позвоночника, при острых болях в пояснице при движении. Функциональные характеристики корсета LSO-991 позволяют применять его вместо гипсового корсета.

**Применение:** Корсет применяют по назначению и под наблюдением врача. Надевается непосредственно на тело или белье, осуществляет стабилизацию грудного и поясничного отделов позвоночника и удерживает мышцы передней брюшной стенки.

## КОРСЕТ ГИПЕРЭКСТЕНЗИОННЫЙ ORLETT

Артикул: **НЕВ-999**. Размеры: I, II.

Цвет: Белый.

**Описание:** Предназначен для фиксации позвоночника в положении регулируемого разгибания.

**Показания:** Неосложненные компрессионные переломы тел позвонков в груднопоясничном отделе. Иммобилизация после хирургического вмешательства на межпозвонковых дисках. Реабилитация после хирургической декомпрессии позвоночника с и без внутренней фиксации. Внешняя фиксация позвоночника при ювенильном кифозе. Остеопороз грудного и поясничного отделов позвоночника. Неоперабельные опухоли позвоночника и их метастазы.

## КОРСЕТ ГИПЕРЭКСТЕНЗИОННЫЙ ORLETT С ПОДВИЖНОЙ НИЖНЕЙ ПАНЕЛЬЮ

Артикул: **НЕВ-997**. Размеры: I, II.

Цвет: Белый.

**Описание:** Предназначен для фиксации позвоночника в положении регулируемого разгибания.

**Показания:** Неосложненные компрессионные переломы тел позвонков в груднопоясничном отделе. Иммобилизация после хирургического вмешательства на межпозвонковых дисках. Реабилитация после хирургической декомпрессии позвоночника с и без внутренней фиксации. Внешняя фиксация позвоночника при ювенильном кифозе. Остеопороз грудного и поясничного отделов позвоночника. Неоперабельные опухоли позвоночника и их метастазы.

### Подбор размеров LSO-991

Размер	Окружность, измеренная между талией и бедрами
S	75-90
M	90-105
L	105-120
XL	120-135

### Подбор размеров НЕВ-999

Размер	Размер одежды
I	До 48
II	Больше 48

### Подбор размеров НЕВ-997

Размер	Обхват грудной клетки
S	60-75
M	75-85
L	85-95
XL	Больше 95




LSO-991




НЕВ-999



НЕВ-997





## КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ ЖЕСТКИЙ ORLETT

Артикул: **LSO-981**. Размеры: S, M, L, XL.

Цвет: Серый.

**Описание:** Предназначен для полной фиксации поясничного и крестцового отделов позвоночника (от восьмого грудного до третьего крестцового позвонков). Применяют для реабилитации после травм (операций) пояснично-крестцового отдела позвоночника, при острых болях в пояснице при движении. Функциональные характеристики корсета LSO-981 позволяют применять его вместо гипсового корсета.

**Применение:** Корсет применяют по назначению и под наблюдением врача. Надевается непосредственно на тело или белье, осуществляет стабилизацию поясничного отдела позвоночника и удерживает мышцы передней брюшной стенки.

## КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПОЛУЖЕСТКИЙ ORLETT

Артикул: **LSS-114**. Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.

Цвет: Бежевый, Черный.

**Описание:** Обеспечивает сильную степень фиксации пояснично-крестцового отдела позвоночника (от первого поясничного до четвертого крестцового позвонков) после травм и операций, а так же при сильной боли в пояснице на фоне радикулита. Ограничивает резкие движения, усиливающие боль и позволяет сохранить подвижность во время обострения остеохондроза. Корсет используют при прохождении курса мануальной терапии и лечебной гимнастики после каждого лечебного сеанса для сохранения достигнутого лечебного эффекта. Предотвращает развитие осложнений при лечении заболеваний поясничного отдела позвоночника.

**Применение:** Корсет применяют согласно рекомендациям врача. Перед применением необходимо вынуть ребра жесткости и изогнуть их индивидуально. Надевать лежа.

## КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ С МАССАЖНЫМИ ПОДУШКАМИ ORLETT LUMBO - STAT SILVER LINE

Артикул: **DBS-4000**. Размеры: S, M, L, XL, XXL.

Цвет: Серебряный с белыми вставками.

**Описание:** Эффективный, комфортный, элегантный и простой в использовании корсет нового поколения Orlett® LumboStat оказывает наиболее ценные, для максимально успешного лечения, виды воздействия: среднюю степень фиксации поясничного отдела позвоночника и постоянный массаж. Выпускается в мужском (DBS-4000(M)) и женском (DBS-4000(W)) вариантах, наилучшим образом учитывающих половые особенности фигуры.

**Показания:** Боли в пояснице при радикулите и люмбаго. Остеохондроз поясничного отдела позвоночника. Спондилез и спондилоартроз. Сакроилеит. Слабость лобкового симфиза. Реабилитация после операций на межпозвоночных дисках. Нарушения мышечного тонуса в поясничном отделе. Подъем тяжестей и другие нагрузки на поясницу.

### Подбор размеров LSS-114

Размер	Окружность, измеренная между
XS	До 70
S	70-85
M	85-97
L	97-105
XL	105-115
XXL	Более 115

### Подбор размеров DBS-4000


Размер	Окружность, измеренная между
S	66-77
M	77-90
L	90-104
XL	104-118
XXL	Более 118

### Подбор размеров LSO-981

Размер	Окружность, измеренная между
S	75-90
M	90-105
L	105-120
XL	120-135



LSO-981



LSS-114



DBS-4000

## КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПЕРЕМЕННОЙ СТЕПЕНИ ФИКСАЦИИ ORLETT LUMBO - SET SILVER LINE

Артикул: **DLSS-4000(F)**. Размеры: S, M, L, XL, XXL.

Цвет: Серебряный с белыми вставками.

**Описание:** Высокая лечебная эффективность обусловлена постоянной надежной фиксацией рамы и ребер жесткости в правильном положении. Массажное воздействие на поясницу активно улучшает кровоснабжение и ускоряет выздоровление. Изготовлен из современных материалов особого плетения по бесшовной технологии, универсален, поскольку обеспечивает все степени фиксации (полная, сильная, средняя и легкая) благодаря комплекту из съемной жесткой пластиковой рамы и двух наборов металлических ребер жесткости различной толщины (по 4 ребра в наборе). Специальная анатомическая форма обеспечивает максимальную подстройку надетого изделия к изгибам тела. Высокая эластичность, прекрасная проницаемость для воздуха и незабываемая мягкость материала дают постоянное приятное чувство комфорта. Благодаря отсутствию кожных реакций и аллергии корсет идеально соответствует любому типу кожи. Износостойкость, способность восстанавливать исходные размеры и форму позволяют пользоваться корсетом долгое время.

**Показания:** Радикулит и люмбаго. Остеохондроз поясничного отдела позвоночника. Спондилез и спондилоартроз. Боли при грыжах межпозвоночных дисков. Состояние после операции на межпозвоночных дисках. Остеопороз позвоночника. Нарушения мышечного тонуса в поясничном отделе. Подъем тяжестей и другие нагрузки на поясницу.

## КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ORLETT С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ

Артикул: **IBS-3006**. Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.

Цвет: Черный, Бежевый.

**Описание:** Предназначен для средней фиксации поясничного отдела позвоночника (от двенадцатого грудного до второго крестцового позвонков). Используют при остеохондрозе и грыже диска с выраженным болевым синдромом, обострениях хронического радикулита, спондиллолистезах. Применяют для реабилитации после операций на поясничном отделе позвоночника. Необходим при значительных физических нагрузках во время работы.

## КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ НЕОПРЕНОВЫЙ ORLETT

Артикул: **NLSS-156**. Размеры: S, M, L, XL, XXL.

Цвет: Черный.

**Описание:** Предназначен для надежной защиты поясничного отдела позвоночника (от первого до пятого поясничного позвонка) при радикулитах, миозитах, травмах и растяжениях мышц, вызывающих сильные боли. Препятствует резким движениям, предотвращает усиление боли, согревает мышцы поясницы, обеспечивая их нормальное кровоснабжение. Необходим для профилактики переохлаждения поясницы и обострения радикулита при поднятии тяжестей, особенно вне помещения в холодное время года.

**Подбор размеров DLSS-4000(F)**

Размер	Окружность, измеренная между талией и бедрами
S	75-85
M	85-95
L	95-105
XL	105-115
XXL	Более 115

**Подбор размеров IBS-3006**

Размер	Окружность, измеренная между талией и бедрами
XS	До 70
S	70-85
M	85-97
L	97-105
XL	105-115
XXL	Более 115

**Подбор размеров NLSS-156**


Размер	Окружность, измеренная между талией и бедрами
S	До 85
M	85-95
L	95-108
XL	108-126
XXL	Более 126



Измерение окружности между талией и бедрами



DLSS-4000(F)



IBS-3006



NEB-997

