

БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ ПРИ ЭПИКОНДИЛИТАХ ORLETT

Артикул: **TEL-104** Размер: Универсальный.

Цвет: Черный.

Описание: Используют для фиксации сухожилий латерального и медиального надмыщелков локтевого сустава, равномерной компрессии области надмыщелков сустава при лечении травм и ушибов локтя. Применяют для профилактики развития эпикондилитов, артритов, бурситов и обострения их хронического течения. Необходим при занятиях теннисом и игре в гольф, при производственных ротационных нагрузках на верхние конечности.

Применение: Бандаж надевают на верхнюю треть предплечья, гелевую подушку располагают над областью наружного или медиального надмыщелка локтевого сустава.

ОРТЕЗ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ ФИКСАЦИИ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА ORLETT

Артикул: **HES-304** Размер: Универсальный.

Цвет: Черный.

Описание: Предназначен для обеспечения переменной (от полной до средней) фиксации локтевого сустава в период реабилитации после травм и операций. Используют для фиксации конечности при повреждениях и заболеваниях локтевого сустава. Позволяет поэтапно расширять объем движений в суставе (по 10 градусов) для раннего контроля двигательной активности. Эффективен для восстановления функций сустава после травм и заболеваний локтевого сустава. Применяют для профилактики осложнений при реабилитации после операций на локтевом суставе.

Применение: Крепление ортеза на руке производится с помощью системы из четырех лент с застежками «Велкро», позволяющими регулировать степень прилегания ортеза к коже и его давление на мышцы.

ОРТЕЗ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ С МАССАЖНОЙ ПОДУШКОЙ И ЭЛАСТИЧНЫМ РЕМНЕМ - ФИКСАТОРОМ ORLETT ManuFlex SILVER LINE

Артикул: **DWR-202** Размеры: S, M, L, XL, XXL, отдельно для правой и левой руки.

Цвет: Серебристо-серый с белыми вставками.

Описание: Компрессионный эффект способствует устранению отеков, уменьшению боли. Специальная гелевая подушечка, надежно фиксированная к ткани, обеспечивают оптимальное прилегание ортеза к суставу, постоянную защиту шиловидного отростка локтевой кости и интенсивную стимуляцию проприоцепторов. Дополнительный съемный эластичный ремень-фиксатор позволяет установить нужный уровень давления на область запястья.

Показания: Боли в суставах при движении. Отеки при артрозах и артритах. Травмы, ушибы и растяжения связок лучезапястного сустава. Реабилитация после снятия гипсовых повязок и лонгет. Хронические воспаления сухожилий после травм и операций. Производственные нагрузки на запястье (вибрация, вращение, подъем тяжестей). Профилактика воспалительных заболеваний сустава при занятиях спортом (волейбол, теннис) и фитнесом.

Подбор размеров RS-129.

Размер	Окружность запястья
S	До 17
M	17-19
L	19-22
XL	22-26
XXL	Более 26




TEL-104




HES-304



DWR-202





ОРТЕЗ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ORLETT

Артикул: **WRS-306** Размеры: S, M, L, XL, XXL. Раздельно для правой и левой руки.

Цвет: Черный.

Описание: Согревает, обеспечивает полную фиксацию и равномерную компрессию сустава при лечении травм, после снятия гипсовых повязок. Длительный «эффект памяти». Использована анатомически удобная, индивидуально изгибаемая алюминиевая шина. Изготавливается раздельно для правой и левой руки. Может быть использован вместо гипсовой лонгеты.

Показания: Травмы лучезапястного сустава: растяжения и разрывы связок. Посттравматическое и послеоперационное воспаление, в том числе хроническое, сустава, связок, сухожилий и их синовиальных оболочек. Паралич лучевого нерва. Позиционные контрактуры лучезапястного сустава. Ревматоидный артрит. Трещины и переломы костей предплечья.

ОРТЕЗ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ И ПРЕДПЛЕЧЬЕ ORLETT

Артикул: **WRS-308** Размеры: S, M, L, XL, XXL. Раздельно для правой и левой руки.

Цвет: Черный.

Описание: Согревает, обеспечивает полную фиксацию и равномерную компрессию сустава при лечении травм, после снятия гипсовых повязок. Длительный «эффект памяти». Использована анатомически удобная, индивидуально изгибаемая алюминиевая шина. Изготавливается раздельно для правой и левой руки. Может быть использован вместо гипсовой лонгеты.

Показания: Травмы лучезапястного сустава: растяжения и разрывы связок. Посттравматическое и послеоперационное воспаление, в том числе хроническое, сустава, связок, сухожилий и их синовиальных оболочек. Паралич лучевого нерва. Позиционные контрактуры лучезапястного сустава. Ревматоидный артрит. Трещины и переломы костей предплечья.

ОРТЕЗ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ И ПРЕДПЛЕЧЬЕ ORLETT

Артикул: **WRS-202** Размеры: S, M, L, XL.

Цвет: Бежевый.

Описание: Предназначен для полной фиксации лучезапястного сустава. Обеспечивает согревание и равномерную компрессию сустава при лечении травм, растяжений и ушибов, после снятия гипсовых повязок. Применяют для профилактики артритов, тендовагинитов и их обострения. Эффективен для профилактики травм при занятиях спортом и повышенных нагрузках на лучезапястный сустав.

Применение: Универсальный для левой и правой руки. Может быть использован вместо гипсовой лонгеты.

Подбор размеров WRS-306, WRS-308, WRS-202.

Размер	Окружность запястья
S	До 17
M	17-19
L	19-22
XL	22-26
XXL	Более 26



WRS-306



WRS-308



WRS-202