

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА

ВИНТАМИ И ПЛАСТИНАМИ



Набор инструментов для установки DHS и DCS

Импактор	№ по каталогу	Материал
	670.009	нержавеющая сталь



Полый стержень направителя	№ по каталогу	Материал
	670.008	нержавеющая сталь




Отвертка шестигранная 3.5 мм	№ по каталогу	Материал
	235.130	нержавеющая сталь




Винт фиксирующий канюлированный	№ по каталогу	Материал
	670.006	нержавеющая сталь



Спица направляющая Ø2.5 мм	№ по каталогу	Материал
	230.025	нержавеющая сталь




Ключ с длинной центрирующей втулкой	№ по каталогу	Материал
	670.015	нержавеющая сталь



Приспособление для прямого измерения	№ по каталогу	Материал
	670.002	нержавеющая сталь



Направитель ДБВ угловой для спиц с углами сопряжения 135°	№ по каталогу	Материал
	670.003.135	нержавеющая сталь



Рукоятка Т-образная для метчика и углового направителя	№ по каталогу	Материал
	670.012	сплав титана



Метчик с короткой центрирующей втулкой	№ по каталогу	Материал
	670.013	нержавеющая сталь



Винт длинный фиксирующий для удаления	№ по каталогу	Материал
	670.007	нержавеющая сталь



Сверло-зенкер тройное DHS	№ по каталогу	Материал
	970.012	нержавеющая сталь




Сверло-зенкер тройное DCS	№ по каталогу	Материал
	970.014	нержавеющая сталь



Направитель угловой 95° DCS	№ по каталогу	Материал
	890.001	нержавеющая сталь



**ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ КОРТИКАЛЬНЫХ
И ГУБЧАТЫХ ВИНТОВ**



Сверло для создания резьбового отверстия

Для винтов \varnothing , мм	\varnothing сверла, мм	Длина, мм	№ по каталогу
3.5 ; 4.0	2.5	120	235.025.120
4.5 ; 6.0	3.2	180	245.032.180

Материал – нержавеющая сталь

Сверло для создания скользящего отверстия

Для винтов \varnothing , мм	\varnothing сверла, мм	Длина, мм	№ по каталогу
3.5	3.5	180	235.035.180
4.5	4.5	200	245.045.200

Материал – нержавеющая сталь

Сверло для винтов с конической резьбой

Для винтов \varnothing , мм	\varnothing сверла, мм	Длина, мм	№ по каталогу
3.5	3.0	180	235.030.180
5.0	4.5	200	245.045.200

Материал – нержавеющая сталь

**Метчик для кортикальных винтов
под съёмную рукоятку**

Для винтов \varnothing , мм	\varnothing резьбы, мм	Длина, мм	№ по каталогу
3.5	3.5	120	235.235.120
4.5	4.5	130	245.245.130

Материал – нержавеющая сталь



**Метчик для губчатых винтов
под съёмную рукоятку**

Для винтов \varnothing , мм	\varnothing резьбы, мм	Длина, мм	№ по каталогу
6.5	6.5	180	265.265.180

Материал – нержавеющая сталь



**Отвертка с шестигранником
под съёмную рукоятку**

Для винтов \varnothing , мм	\varnothing шестигранника, мм	Длина, мм	№ по каталогу
2.0	1.2 *	130	212.130
3.5 ; 4.0	2.5	130	225.130
4.5 ; 6.5	3.5	130	235.130

Материал – нержавеющая сталь

* с квадратным сечением



Направитель для сверла

Для сверла \varnothing , мм	№ по каталогу
3.0	135.030
4.5	150.045

Материал – сплав титана



Рукоятка для метчиков и отверток	№ по каталогу	Материал
	245.550	текстолит



Измеритель длины канала

Под винты \varnothing , мм	№ по каталогу
3.5	245.600.035
4.5	245.600.045



Ключ изгибающий	№ по каталогу	Материал
	200.002	сплав титана

