

Шайба зубчатая малая

№ по каталогу	∅ , мм
035.001	8



Материал - сплав титана

∅ наружный 8.0 мм

∅ внутренний 4.2 мм

Используется с кортикальными 3,5 мм и губчатыми винтами 4,0 мм.

Шайба зубчатая большая

№ по каталогу	∅ , мм
045.001	12



Материал - сплав титана

∅ наружный 12.0 мм

∅ внутренний 7.0 мм

Используется с кортикальными 4,5 мм и губчатыми винтами 6,5 мм.

Проволока титановая

∅ 1.0 мм



СПИЦЫ

Длина спицы, мм	∅ , мм
120-150	1.0
250-400	1.5
250-400	2.0
250-400	1.5*
250-400	2.0*



* Спица с упорной площадкой

Материал – нержавеющая сталь. Заточка перьевая, трехгранная.

**ГВОЗДЬ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА
(типа стержня Богданова)**

Предназначен для внутрикостной фиксации при лечении переломов длинных трубчатых костей, а также при ортопедических операциях.



Сечение, мм	Длина, мм
3x2	180
3x2	210
3x2	230
3x2	250
3x2	260
5x3	250
5x4	250
4x3	260
5x2	260

Материал – нержавеющая сталь