

## ОРТЕЗ PHILADELPHIA С ОТВЕРСТИЕМ НАД ТРАХЕЕЙ

Артикул: **T-2** (Высота 5,7 см). **Размер:** Универсальный.

Артикул: **T-3** (Высота 8,3 см). **Размеры:** S, M, L, XL.

Артикул: **T-4** (Высота 10,8 см). **Размеры:** S, M, L, XL.

Артикул: **T-5** (Высота 13,3 см). **Размеры:** S, M, L, XL.


**Цвет:** Бежевый.

**Описание:** Используют для полной фиксации шейного отдела позвоночника при травмах шеи. Предназначен для использования при повышенной подвижности шейных позвонков без смещения, при смещении шейных позвонков и иных заболеваниях, требующих ограничения подвижности головы и шеи. Предотвращает осложнения на этапе лечения травм и заболеваний шейного отдела позвоночника, в том числе после оперативного лечения.

**Применение:** Надетый ортез своим основанием опирается на плечи верхняя часть ортеза поддерживает нижнюю челюсть и затылок. Ортез препятствует сгибанию, разгибанию и вращению шеи и защищает шейные позвонки.

### Подбор размеров для изделий PHILADELPHIA T-2, T-3, T-4, T-5

Высота Окружность	5,7 см. T-2	8,3 см. T-3	10,8 см. T-4	13,3 см. T-5
25,4 - 33 см.	T-2	T-3 S	T-4 S	T-5 S
33 - 40,6 см.	T-2	T-3 M	T-4 M	T-5 M
40,6 - 48,3 см.	T-2	T-3 L	T-4 L	T-5 L
Более 48,3 см.	T-2	T-3 XL	T-4 XL	T-5 XL



PHILADELPHIA



ШИНА ШАНЦА

## ШИНА ШАНЦА

**Размеры:** 4,5; 6; 8; 9; 10; 11; 12 (см).

**Цвет:** Черный, Бежевый.

**Описание:** Поддерживает голову в правильном положении, разгружает шейные позвонки. Ограничивает сгибание, разгибание и вращение шеи. Согревающий эффект способствует улучшению кровообращения, ускорению восстановления и сокращению сроков выздоровления. Используют при мышечной кривошее, головных болях, головокружениях, гипертонусе и гипотонусе мышц шеи.

**Применение:** Бандаж устанавливают на передней поверхности шеи, расположив выемку под подбородком, охватывают бандажом шею, застегивают его сзади застежкой «Велкро», отрегулировав длину бандажа по объему шеи.