



ОРТЕЗ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ORLETT

Артикул: **WRS-306** Размеры: S, M, L, XL, XXL. Раздельно для правой и левой руки.

Цвет: Черный.

Описание: Согревает, обеспечивает полную фиксацию и равномерную компрессию сустава при лечении травм, после снятия гипсовых повязок. Длительный «эффект памяти». Использована анатомически удобная, индивидуально изгибаемая алюминиевая шина. Изготавливается раздельно для правой и левой руки. Может быть использован вместо гипсовой лонгеты.

Показания: Травмы лучезапястного сустава: растяжения и разрывы связок. Посттравматическое и послеоперационное воспаление, в том числе хроническое, сустава, связок, сухожилий и их синовиальных оболочек. Паралич лучевого нерва. Позиционные контрактуры лучезапястного сустава. Ревматоидный артрит. Трещины и переломы костей предплечья.

ОРТЕЗ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ И ПРЕДПЛЕЧЬЕ ORLETT

Артикул: **WRS-308** Размеры: S, M, L, XL, XXL. Раздельно для правой и левой руки.

Цвет: Черный.

Описание: Согревает, обеспечивает полную фиксацию и равномерную компрессию сустава при лечении травм, после снятия гипсовых повязок. Длительный «эффект памяти». Использована анатомически удобная, индивидуально изгибаемая алюминиевая шина. Изготавливается раздельно для правой и левой руки. Может быть использован вместо гипсовой лонгеты.

Показания: Травмы лучезапястного сустава: растяжения и разрывы связок. Посттравматическое и послеоперационное воспаление, в том числе хроническое, сустава, связок, сухожилий и их синовиальных оболочек. Паралич лучевого нерва. Позиционные контрактуры лучезапястного сустава. Ревматоидный артрит. Трещины и переломы костей предплечья.

ОРТЕЗ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ И ПРЕДПЛЕЧЬЕ ORLETT

Артикул: **WRS-202** Размеры: S, M, L, XL.

Цвет: Бежевый.

Описание: Предназначен для полной фиксации лучезапястного сустава. Обеспечивает согревание и равномерную компрессию сустава при лечении травм, растяжений и ушибов, после снятия гипсовых повязок. Применяют для профилактики артритов, тендовагинитов и их обострения. Эффективен для профилактики травм при занятиях спортом и повышенных нагрузках на лучезапястный сустав.

Применение: Универсальный для левой и правой руки. Может быть использован вместо гипсовой лонгеты.

Подбор размеров WRS-306, WRS-308, WRS-202.

Размер	Окружность запястья
S	До 17
M	17-19
L	19-22
XL	22-26
XXL	Более 26



WRS-306



WRS-308



WRS-202

ОРТЕЗ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ И СУСТАВЫ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ОРРО

Артикул: **1289** Размеры: S, M, L, XL.

Цвет: Бежевый.

Описание: Предназначен для полной фиксации большого пальца в положении отведения. Обеспечивает фиксацию и равномерную компрессию суставов при лечении последствий травм и операций на суставах большого пальца и лучезапястном суставе (привычные вывихи, болевой синдром и нестабильность при ревматических заболеваниях), артритов, после снятия гипсовых повязок. Может быть использован вместо гипсовой лонгеты.

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ОРРО

Артикул: **2083** Размер: Универсальный.

Цвет: Бежевый.

Описание: Предназначен для легкой фиксации и равномерной компрессии области запястья при лечении травм, ушибов, растяжений связок. Применяют для профилактики развития артритов, тендинитов, тендовагинитов и обострения их хронического течения.

Применение: Бандаж надевают на запястье для поддержки связочного аппарата лучезапястного сустава и мягких тканей.

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ОРРО

Артикул: **2081** Размер: Универсальный.

Цвет: Бежевый.

Описание: Предназначен для легкой фиксации и равномерной компрессии области запястья при лечении травм, ушибов, растяжений связок. Применяют для профилактики развития артритов, тендинитов, тендовагинитов и обострения их хронического течения.

Применение: Бандаж надевают на запястье для поддержки связочного аппарата лучезапястного сустава и мягких тканей.

ШИНА ПАЛЬЦЕВАЯ ОРРО

Артикул: **4285** Размеры: S, M, L.

Цвет: Серебристый.

Описание: Состоит из металлической шины и подкладки из пенополимера для хорошего прилегания к тканям пальца. Предназначены для полной фиксации межфаланговых суставов при переломах, вывихах, повреждении связочного аппарата и сухожилий.

Подбор размеров ОРРО 1289.

Размер	Окружность запястья
S	13-15
M	15-17
L	17-19
XL	19-21



Подбор размеров ОРРО 4285.

Размер	Длина шины
S	5,5
M	7,5
L	9,5



1289



2083



2081



4285

