

БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ УСИЛЕННЫЙ ORLETT

Артикул: **RS-129**

Размеры: S, M, L, XL.

Цвет: Черный.

Показания: Привычные вывихи плечевого сустава, особенно у спортсменов. Травмы и ушибы плечевого сустава. Боли в мышцах (миозиты), повреждения мышц плечевого пояса. Воспалительные заболевания сустава и нервных сплетений (артриты и плекситы). Хронические воспалительные заболевания области плечевого сустава. Отводящие переломы шейки плечевой кости (вколоченные, или на этапах реабилитации). Реабилитационный период после операций на плечевом суставе. Производственные вибрационные и статические нагрузки, занятия спортом.



RS-129

БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ КОСЫНОЧНЫЙ ORLETT

Артикул: **AS-302**

Размеры: S, M, L, XL.

Цвет: Синий.

Описание: Надежно фиксирует локтевой сустав и плечевой пояс для лечения и реабилитации переломов и вывихов. Реабилитация после травм и оперативных вмешательств на верхней конечности. Поддержание руки при артрозах и артритах. Снимает нагрузку с плечевого и локтевого суставов, освобождает от напряжения плечо, предплечье и кисть.

Применение: При ношении бандажа верхняя конечность надежно фиксирована и постоянно находится на опоре нагрузка, связанная с весом конечности перераспределена на здоровую сторону.



AS-302

БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ КОСЫНОЧНЫЙ OPPO

Артикул: **3089**

Размеры: S, M, L, XL.

Цвет: Синий.

Описание: Надежно фиксирует локтевой сустав и плечевой пояс для лечения и реабилитации переломов и вывихов. Реабилитация после травм и оперативных вмешательств на верхней конечности. Поддержание руки при артрозах и артритах. Снимает нагрузку с плечевого и локтевого суставов, освобождает от напряжения плечо, предплечье и кисть.

Применение: При ношении бандажа верхняя конечность надежно фиксирована и постоянно находится на опоре нагрузка, связанная с весом конечности перераспределена на здоровую сторону.



3089

Подбор размеров **RS-129.**

Размер	Окружность бицепса
S	21-25
M	25-28
L	28-32
XL	Более 32

Подбор размеров **AS-302.**

Размер	Длина предплечья
S	До 38
M	38-43
L	43-50
XL	Более 50

Подбор размеров **OPPO 3089.**

Размер	Длина предплечья
S	25-29
M	29-37
L	37-43
XL	43-48



Измерение длины предплечья

